

Gebrauchsanweisung

HELIOFORM® - HF-Silberleitlack für Airbrush und HF-Reiniger für Airbrush

Indikation

HF-Silberleitlack für Airbrush ist unter Verwendung einer Airbrushpistole für die Herstellung einer elektrisch leitfähigen Kontaktschicht auf den zu galvanisierenden Objekten notwendig.
Der Reiniger ist nur zum Reinigen der jeweiligen Airbrush-Pistole geeignet.

Verarbeitungsanleitung

Den HF-Silberleitlack für Airbrush vor der Benutzung gut aufschütteln (mindestens 2 Minuten). Die integrierte Mischkugel sollte beim Aufschütteln gut zu hören sein. **Die zu galvanisierenden Teile (Primärkronen, Stege, Kronen...) müssen sauber, staubfrei, trocken und fettfrei sein.** Der HF-Silberleitlack für Airbrush wird in die Einfüllkammer der Airbrushpistole gefüllt und in einer, eventuell auch zwei dünnen Schichten gleichmäßig und deckend aufgetragen. Sind viele Teile zu besprühen, ist es sinnvoll für den zweiten Durchgang nochmals frischen, aufgeschüttelten Lack in die Pistole zu füllen (Entmischung!). **Um eine optimale Verbindung des Objektes mit der Kupferelektrode zu erhalten, muss diese Leitspur mit Pinsellack aufgetragen werden.** Das Airbrush-Verfahren ermöglicht einen perfekten Auftrag des HF-Silberleitlacks und sorgt für hervorragende galvanische Abscheidungen, einen minimalen Fugespalt und hohe Adhäsionswerte. Nach dem letzten Sprühvorgang mit der Pipette etwas HF-Reiniger in den Trichter geben und so lange in ein Tuch sprühen, bis der Sprühnebel frei von Silberlackanteilen ist. Es ist auch möglich, die zerlegte Airbrushpistole sorgfältig abzdampfen.

Achtung:

Vor dem Galvanisieren muss der HF-Silberleitlack für Airbrush mindestens 30 Minuten bei Raumtemperatur trocknen. Es kann sonst zu Verunreinigungen des Goldbades kommen und das Abscheideresultat negativ beeinflussen.

Schutzmaßnahmen:

Der HF-Silberleitlack für Airbrush kann zu Verunreinigungen auf Arbeitsflächen und Kleidung führen. Um dies zu vermeiden, sollte im Vorfeld für entsprechenden Schutz gesorgt werden. Die Berührung von HF-Silberleitlack für Airbrush und HF-Reiniger für Airbrush mit der Haut sollte vermieden werden.

Lagerbestimmungen

Behälter dicht geschlossen halten und stehend lagern, um ein eventuelles Auslaufen zu vermeiden.



Gefahrenhinweise:

HF-Silberleitlack für Airbrush ist leichtentzündlich, der HF-Reiniger für Airbrush ist entzündlich. Von Zündquellen fernhalten – nicht rauchen. Aerosol nicht einatmen. Berührung mit der Haut vermeiden. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen. Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich, Etikett vorzeigen). Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

Warnhinweise

Die Anwendung darf nur durch ausgebildetes Fachpersonal durchgeführt werden.

Bitte beachten Sie, dass das Inhalieren und Verschlucken der Flüssigkeiten zu vermeiden ist. Schutzhandschuhe und dichtschießende Schutzbrille sind beim Umfüllen unbedingt zu verwenden.

Lieferformen

Art.Nr. 6233	HF Silber-Leitlack für Airbrush-Set	30 ml
Art.Nr. 6234	HF Reiniger für Airbrush-Set	250 ml

BESTELLTELEFON:
07044 - 90333 333

G HAFNER 
Edelmetall · Technologie

C. HAFNER GmbH + Co.KG
Gold- und Silberscheideansalt
Maybachstrasse 4
72199 Wimsheim
Tel.: (07044) 90333-333
Fax: (07044) 90334-333
dental@c-hafner.de
www.c-hafner.de