

Alternativen von C.HAFNER zu Degudent-Legierungen

Alternatives from C.HAFNER to Degudent alloys

Degudent		C.HAFNER	Hinweis / Note
Biolor SG	alternativ / alternative	Orplid EH	
Bio Degulor M	alternativ / alternative	Biorplid G1	
Degulor C	alternativ / alternative	Orplid H*	
Degulor M	analog / analogue	Orplid H*	
Degudent Eco	alternativ / alternative	Pangold Keramik N2	
Deva 4	analog / analogue	Cehadentor Keramik SF 3	
Degudent G	analog / analogue	Orplid Keramik 21	Mit Duceram Kiss kein Tempem / keine Langzeitabkühlung / No tempering / no long-term cooling with Duceram Kiss
Degudent H	alternativ / alternative	Orplid Keramik 3*	
Degudent Kiss	alternativ alternative	Orplid Keramik 3*	
Degudent U	identisch / identical	Degudent U	
Degudent U94	alternativ / alternative	Orplid Keramik 4	
Degunorm	identisch / identical	Degunorm	
Degunorm logic	analog / analogue	Orplid LFC	Mit Duceragold Kiss nur 1. Dentinbrand tempem oder Langzeitabkühlung / Only 1st dentine firing tempering or long-term cooling
Degunorm pur	alternativ / alternative	Orplid LFC	Ausgehärtet Typ 4 / Hardened Type 4
Degunorm supra	alternativ / alternative	Orplid CF	
BiOclus 4	alternativ / alternative	Orplid Keramik 5*	Mit Duceram Kiss kein Tempem, keine Langzeitabkühlung / Only 1st dentine firing tempering or long-term cooling
BiOclus HT	identisch / identical	BiOclus HT	
BiOclus inlay	alternativ / alternative	Orplid Keramik 21	
BiOclus Kiss	identisch / identical	BiOclus Kiss	
BiOclus N	analog / analogue	Orplid Keramik 5*	Mit Duceram Kiss kein Tempem, keine Langzeitabkühlung / No tempering / no long-term cooling with Duceram Kiss
Biobond III	alternativ / alternative	Orplid Keramik 2	
Econolloy Au	identisch / identical	Econolloy Au	
Econolloy Ag	alternativ / alternative	Pangold LFC	
Econolloy	identisch / identical	AURUMED Eco 38	

Degudent		C.HAFNER	Hinweis / Note
Econolloy Pd	alternativ / alternative	Auruloy GF	Mit Duceram Kiss kein Tempern, keine Langzeitabkühlung / No tempering / no long-term cooling with Duceram Kiss
Pors-on 4	alternativ / alternative	Auruloy GF	Mit Duceram Kiss kein Tempern, keine Langzeitabkühlung / No tempering / no long-term cooling with Duceram Kiss
Degupal G	alternativ / alternative	Auruloy GF	Mit Duceram Kiss Tempern 3 min bei 850°C oder Langzeitabkühlung / With Duceram Kiss tempering 3 min at 850°C or long-term cooling
Stabilor LTG	alternativ / alternative	AURUMD KF 55	
Degulight	alternativ / alternative	Pangold LFC	
Stabilor NF IV	alternativ / alternative	AURUMED KF 55	
Stabilor IV plus	alternativ / alternative	Cehadentor 2	
Stabilor G	alternativ / alternative	Cehadentor 2	
Pallig M	alternativ / alternative	AURUMED Uni-Plus	
Carrara PdF	analog / analogue	AURUMED BioSafir	Duceragold Kiss nicht geeignet / Duceragold Kiss not suitable
Cera R Plus	alternativ / alternative	AURUMED KF 55	
Cera E	alternativ / alternative	Pangold LFC	
Cera Aurum	alternativ / alternative	AURUMED Eco 38	
BioGold Plus	analog / analogue	Orplid Keramik 5*	Mit Duceram Kiss kein Tempern, keine Langzeitabkühlung / No tempering / no long-term cooling with Duceram Kiss
Orion UX Plus	alternativ / alternative	Orplid Keramik 4	
Orion Argos	alternativ / alternative	Auruloy GF	Mit Duceram Kiss kein Tempern, keine Langzeitabkühlung / No tempering / no long-term cooling with Duceram Kiss
Minerva 58	analog / analogue	Cehadentor 2	
Degulor Draht	alternativ / alternative	Biorplid G1 Draht 0,7/1,0mm	
Permador Draht	keine Entsprechung / no equivalent	---	

*wird auch zum Fräsen angeboten / *is also offered for milling

Technische Beratung unter / Technical advice at:

+49 7044 90333 333