

Edelmetall Dentaltechnologie

C.K. Telemaster Mill Kompakt und ergonomisch



C.K. Telemaster Mill Kompakt und ergonomisch







Platzsparendes Design



Präzisionstechnik auf kleinstem Raum



Arretierung des Gelenkarms C.K. Telemaster -



C.K. Telemaster - die praktische Ergänzung

Der C.K. TELEMASTER MILL:

- Ein neuartiges Fräsgerät für wassergekühltes Bearbeiten von Vollkeramik. Im Vergleich zu herkömmlichen Fräsgeräten spart die kompakte Bauweise Platz auf dem zahntechnischen Arbeitstisch.
- Die nach ergonomischen Gesichtspunkten entwickelte Auffangwanne bietet einen weiteren wesentlichen Vorteil:
 Mit einer Abdeckhaube versehen, ist sie gleichzeitig als Schleifbox verwendbar.
- Der C.K. TELEMASTER MILL ist für das TELE-MASTER Frässystem konstruiert worden und kann zusätzlich für alle marktüblichen Frässockel und Modellträger verwendet werden.

- Die Aufnahme für die Turbine gibt es in verschiedenen Größen.
- Zum Fräsen von Rillen kann der Gelenkarm mittels Arretierungsgabel und Feststellschraube blockiert werden.
- Die praktische Verpackung im Kunststoffkoffer ermöglicht einen einfachen Transport und sichere Aufbewahrung des Präzisionsfräsgerätes.
- Die ideale Ergänzung zum C.K. TELEMASTER, dem innvoativen und präzisen Fräs- und Übertragungssystem von C.HAFNER.

C.HAFNER GmbH + Co. KG Gold- und Silberscheideanstalt Maybachstrasse 4 71299 Wimsheim

Telefon: +49 7044 90333-333 Fax: +49 7044 90334-333

edelmetall-dentaltechnologie@c-hafner.de